

## Attylet® Plus

Amylasresistent förtjockningsmedel till mat och dryck. Transparent.

### Ingredienser:

Maltodextrin, xanthangummi, erythritol.

### Näringsvärde per 100 g:

Energi:	1199 kJ
	286 Kcal
Protein:	0-1 g
Kolhydrater:	58 g
varav sockerarter:	0 g
Fett:	0 g
varav mättat:	0 g
Kostfiber:	28 g
Salt:	3 g

### Dosering 150ml dryck:

Dosering per 150 ml

1 struken skopa Attylet® Plus = 5 ml = 2 g

	Flytande	Trögflytande	Gelékonsistens
Kaffe, the, saft, juice, drickbuljong m.m.	1/2 - 1	1/2 - 1 1/2	2 - 2 1/2
Kakao, mjölk 3%	0 - 1/2	1 - 1 1/2	1 1/2 - 2
Dryckyoghurt, redda soppor m.m.	0	0 - 1/2	1/2 - 1
Yoghurt m.m.	0	0 - 1/2	1/2 - 1

### Bruksanvisning:

1. Häll i önskad dryck i ett glas
2. Tillsätt den rekommenderade mängden Attylet® Plus
3. Rör om så att pulvret löses upp. Låt drycken stå i 5 min för att uppnå önskad konsistens.

### Förvaring / hållbarhet:

Förvaras svalt och torrt, ej över normal rumstemperatur. 14 månaders hållbarhet från produktion.

### Nettovikt:

200 g

### Artikelnummer:

Navamedic – 90152

### Distributör

Navamedic AB

Tel: 031-335 11 90

E-post: [infose@navamedic.com](mailto:infose@navamedic.com)

[www.navamedic.com](http://www.navamedic.com)